

## Fotel do ćwiczeń oporowych FRT

4 745,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Fotel do ćwiczeń oporowych FRT



### Opis produktu:

#### Fotel do ćwiczeń oporowych FRT

- **Fotel do ćwiczeń** oporowych przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawów kolanowych i barkowych. Model FRT wyposażony w dwie główce do ćwiczeń oporowych i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.
- **Fotel FRT** doskonale wspomaga leczenie wrodzonych urazów oraz nabytych kontuzji.
- Jego podstawowe cechy, takie jak 3 pasy stabilizacyjne czy pokrętła z przodu fotela umożliwiające regulację jego długości to tylko niektóre z funkcji, dzięki którym możliwa jest komfortowa praca rehabilitanta i skuteczne leczenie pacjenta.
- Fotel posiada również regulację kąta oparcia od 0 do nawet 85 stopni, która wykonywana jest przy pomocy sprężyny gazowej.
- **FRT** wyposażony jest także w dwie główce, których wysokość może być regulowana z przodu fotela.
- Warto też zaznaczyć, że fotel rehabilitacyjny tego typ wyposażony jest w ciężarki - 1,0 kilograma x 8 sztuk

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

wysokość siedziska 700 mm wysokość całkowita 1550 mm masa 48 kg szerokość siedziska 540 mm dł. rozłożonego fotela 1680 mm obciążenie 10 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów.

## Widok 360

### GPSR

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: [biuro@tech-med.com.pl](mailto:biuro@tech-med.com.pl)

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

