

Złącze typu DOOR

11,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AL-AST-ZLDOOR



Opis produktu:

Łącznik zdalnej blokady jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo przy używaniu systemu laserowego. Producent dostarcza (jako standardową część aparatu) zintegrowany wtyk oznaczony symbolem DOOR umożliwiający połączenie w jednym systemie bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego lasera oraz łącznika zdalnej blokady.

Podłączenie tego wtyku do dedykowanego gniazda pozwala na przeprowadzanie zabiegów bez potrzeby stosowania dodatkowych środków. Jeżeli wtyk nie będzie podłączony, rozpoczęcie zabiegu nie będzie możliwe. Przy próbie rozpoczęcia zabiegu będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

W sytuacji, kiedy użytkownik jako łącznik zdalnej blokady wykorzystuje system złożony, na który składają się np. blokada drzwi wejściowych lub inna blokada stacjonarna, dodatkowe czujniki wraz z przewodami doprowadzającymi, można wykorzystać wtyk DOOR i połączyć go z takim systemem. Producent zaleca stosowanie czujników magnetycznych do wykrywania fizycznego otwarcia

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

