



## Osprzęt do UGUL - wersja standard

2 850,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AT-KNB-STD

Osprzęt do Ugul lub PUR wersja standard

## Opis produktu:

### Osprzęt do UGUL - wersja standard

- **UGUL**, czyli "**Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego**" składa się z najbardziej niezbędnych elementów do prowadzenia kinezyterapii. takich jak podwieszki, czy mankiety, są to jedynie niektóre z wielu niezbędnych elementów które pozwalają pacjentom wrócić do zdrowia stosunkowo szybko.
- **Osprzęt usprawniania leczniczego** przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń samowspomagających do usprawniania leczniczego w schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe:

- ciężarek miękki 0,50 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 1,00 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 1,50 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 2,00 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 2,50 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 3,00 kg 1 szt.
- ciężarek miękki 4,00 kg 1 szt.
- esik metalowy 30 szt.
- kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt.
- linka do podwiesz i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm 6 szt.
- linka do podwiesz i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm 4 szt.
- linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm 2 szt.
- linka do ćw. samowspomaganych kk.gg. dł. 225 cm 1 szt.
- mankiet nadgarstkowo-kostkowy 1 szt.
- mankiet udowy 1 szt.
- pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 1 szt.
- pas do wyciągu za miednicę 1 szt.

- pętla Glissona z orczykiem 1 szt.
- podwieszka dwustawowa ze skóry 4 szt.
- podwieszka klatki piersiowej 1 szt.
- podwieszka pod miednicę 1 szt.
- podwieszka pod głowę 1 szt.
- podwieszka ramienna 2 szt.
- podwieszka udowa 2 szt.
- podwieszka kolanowa 2 szt.
- uchwyt metalowy na linkę 2 szt.

## Informacje dodatkowe

**Kolejność w tabeli odpowiada numeracji na zdjęciu:**

### AKCESORIA I OSPRZĘT

**(WYKONANE ZE SKÓRY) LP KOD OPIS STANDARD 1 C1** Ciężarek miękki 0,5 kg 1 **2 C2** Ciężarek miękki 1,0 kg 1 **3 C3** Ciężarek miękki 1,5 kg 1 **4 C4** Ciężarek miękki 2,0 kg 1 **5 C5** Ciężarek miękki 2,5 kg 1 **6 C6** Ciężarek miękki 3,0 kg 1 **7 C7** Ciężarek miękki 4,0 kg 1 **8 ES** Esik metalowy 30 **9 BR** Błoczek rehabilitacyjny **10 KS** Kamaszek skórzany do wyciągu 1 **11 MNK** Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 8 x 45 cm 1 **12 MU** Mankiet udowy 13 x 77 cm 1 **13 PU** Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 172 x 12,5 cm 1 **14 PWM** Pas do wyciągu za miednicę 115 x 15 cm 1 **15 PG** Pętla Glissona z orczykiem 1 **16 PODW** Podwieszka dwustawowa ze skóry 130 x 4 cm 4 **17 POKL** Podwieszka klatki piersiowej 22 x 67/35 x 8 cm 1 **18 POMI** Podwieszka pod miednicę 21 x 73 cm 1 **19 POGŁ** Podwieszka pod głowę 15 x 54 cm 1 **20 PORA** Podwieszka ramienna 10 x 42 cm 2 **21 POUUD** Podwieszka udowa 14 x 52 cm 2 **22 POKO** Podwieszka kolanowa 8 x 57 cm 2 **23 UCH** Uchwyt metalowy na linkę 2 **24 L1** Linka do podwieszek i ćw. w odciążeniu - 120 cm 6 **25 L2** Linka do podwieszek i ćw. w odciążeniu - 160 cm 4 **26 L3** Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem - 350 cm 2 **27 L4** Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225 cm 1 **28 L5** Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem - 550 cm **29 KB** Karabińczyk

## Widok 360

## Galeria produktów:

