



Huštawka "Grzybek"

700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej oraz stymulacji przedśionka.

Opis produktu:

Huštawka "Grzybek"

Dobrze znana i popularna forma huštawki. Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej oraz stymulacji przedśionka.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne: średnica siedziska 60 cm średnica walca 20 cm wysokość siedziska wraz z walcem 75 cm sposób zawieszenia jednozaczepowo materiały sklejka, pianka i włóknina tapicerska, sztuczna skóra [skaj], linki, okucia wykonanie pełne tapicerowanie regulacja długości linek nie dopuszczalne obciążenie 80 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

