

## Huśtawka "Konik"

945,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Przyrządy z tej grupy służą głównie do stymulacji układu przedsionkowego.



### Opis produktu:

#### Huśtawka "Konik"

Przyrządy z tej grupy służą głównie do stymulacji układu przedsionkowego. Koniki wspomagają mechanizmy posturalne, kształtują obustronną koordynację, orientację w przestrzeni. Można wykorzystać je do planowania ruchu czy rozwijania stabilności proksymalnej. Dostarczają nowych wrażeń ruchowych związanych z pozycją przy ćwiczeniach. Ćwiczymy w pozycji siedzącej [okrakiem], leżącej.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Dane techniczne: wymiary 160 x 30 x 25 cm sposób zawieszenia dwuzaczepowo materiały sklejka, pianki i włókniny tapicerskie, sztuczna skóra [skaj], rura aluminiowa, materiały usztywniające, linki, okucia wykonanie pełne tapicerowanie regulacja długości linek tak dodatki drążek zaczepowy, 2 karabińczyki stalowe dopuszczalne obciążenie 100 kg kolory dowolny kolor

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 67

### **Informacje o bezpieczeństwie**

### **Galeria produktów:**

