

Kabel do terapii skojarzonej (1,5m)

35,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-SMTS_CE

Kabel do terapii skojarzonej (Sonaris + Aries, Sonaris + Duoter Plus) - czerwony, długość 1,5 m



Opis produktu:

Kabel do terapii skojarzonej - czerwony, dł. 1,5 m

- Przewód do terapii skojarzonej łączący aparat Aries z aparatem Sonaris lub aparat Sonaris z aparatem Duoter Plus.
- Kabel do terapii skojarzonej pozwala na połączenie zabiegów elektroterapii i sonoterapii.
- Zakończony gniazdem 4mm z jednej strony i wtykiem "mini banan" (4 mm) z drugiej strony.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

