



Wkładka wiskozowa (90 mm) do terapii podciśnieniowej - 2 sztuki

10,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AV-AST-VP90MM

Wkładka wiskozowa 90 mm do ssawki 90 mm do aparatu Avaco

Opis produktu:

Wkładka wiskozowa 90 mm do ssawki 90 mm do aparatu Avaco

- **Potrzebujesz 2 wkładki do 1 ssawki!**
- Wkładka wiskozowa do ssawki o średnicy 90 mm do aparatu do terapii podciśnieniowej.
- Wkładki do ssawek są stosowane w tym samym celu co wkładki wiskozowe przy elektrodach silikonowo-węglowych, w elektroterapii.
- Woda, którą nawilżona jest wkładka wiskozowa, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia pokrowca wiskozowego staje się elektrodą. Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

