

Elektrody samoprzylepne (50x50mm) do elektrostymulatora Tens - 4 sztuki

20,50 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELKF5x5



Opis produktu:

- **Elektrody** o wymiarach 5 x 5 cm do elektrostymulatora Tens - wielokrotnego użytku - dedykowane dla jednej osoby.
- Są wykonane z wysokiej jakości żelu stymulującego, który poprzez właściwości nawilżające lepiej przewodzi oraz przekazuje prądy w głąb tkanek
- Cechują się długą żywotnością
- Po odklejeniu elektrody nie pozostaje żel na skórze
- **Elektrody posiadają kabel podłączeniowy z gniazdem 2 mm**
- Przed użyciem elektrod dokładnie oczyść skórę

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Elektrody do elektrostymulatora należy delikatnie wyjąć z woreczka w którym zostały oryginalnie umieszczone, po czym podpiąć do nich odpowiednie przewody, następnie trzeba delikatnie zdjąć elektrodę z podkładki zabezpieczającej, na której się znajduje. **Elektrody samoprzylepne** odczepiamy nie ciągnąc za przewody, może wtedy dojść do uszkodzenia elektrod. Odczepione elektrody umieszczamy na oczyszczonej i suchej skórze, niepokrytej olejkami, kremami itp. zagwarantuje nam to dłuższą żywotność naszej elektrody oraz dobre przewodzenie w czasie zabiegu.

Elektrod nie należy stosować na ranach, czy podrażnieniach skórnych, może to spowodować komplikacje w gojeniu i zabliźnianiu się rany. Pomiedzy zabiegami elektrody należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Jak dbać o elektrody?

O elektrody należy dbać przede wszystkim stosując się do zasad postępowania z nimi, muszą być one odpowiednio aplikowane, oraz przechowywane. Suche, chłodne i ciemne miejsce to najlepsze warunki do utrzymania trwałości elektrod. Należy dodatkowo pamiętać, że po zastosowaniu elektrody przebywają na niej już bakterie i grzyby, dlatego też przechowywanie elektrod w oryginalnym opakowaniu jest jednym z bardziej skutecznych sposobów na zachowanie ich trwałości.

Widok 360

GPSR

Producent: Everyway Medical Instruments Co., Ltd.

Adres: 3Fl. & 8Fl., No.5, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22203, Taiwan

Email: inquiry@everyway-medical.com

Telefon: +886 2 2662-0038

Importer: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Elektroda stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję elektroterapii. Obowiązują dla niej ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

