

**PRO 2**

5 650,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny PRO 2 to 2-częściowy stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy stołu.

**Opis produktu:****Stół rehabilitacyjny PRO 2 to 2-częściowy stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska**

- **Stół rehabilitacyjny PRO 2** znajduje, zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- PRO 2 charakteryzuje się wzmocniona konstrukcja stalowa. Wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- PRO 2, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątplenia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.
- Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PRO 2

**Cechy produktu:**

Regulacja wysokości: elektryczna  
Ilość sekcji: 2

**Specyfikacja techniczna****Parametry techniczne**

regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie  $-60^{\circ}+45^{\circ}$  długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie) 60-92 cm szerokość 70 cm waga 82 kg maksymalne obciążenie 150 kg

**Wyposażenie**

**Wyposażenie opcjonalne**

---

- system jezdny
- wieszak na papier

**Informacje dodatkowe****Gwarancja**

---

- konstrukcja metalowa - 2 lata
  - tapicerka - 1 rok
  - akcesoria elektryczne - 1 rok
- 
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

**Widok 360****Galeria produktów:**