

PRO 3

6 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

PRO 3 stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu.



Opis produktu:

PRO 3 stół rehabilitacyjny 3-częściowy

PRO 3 stół rehabilitacyjny 3-częściowy stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Regulacja podglówka wspomagana jest sprężyną gazową. Pozycja Pivot regulowana korbką umieszczoną pod blatem stołu. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 3

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 70 cm długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) -60-92 cm
regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie - 60° + 45° regulowany kąt części środkowej Pivot: +25° waga 83 kg
maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- podłokietniki
- wieszak na papier
- kółka transportowe

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok

Widok 360

Galeria produktów:

