

## PRO 7

7 400,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

PRO 7 stół rehabilitacyjny 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu.



### Opis produktu:

#### PRO 7 stół rehabilitacyjny 7-częściowy

**PRO 7 stół rehabilitacyjny** 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Ustawienie podgłówka oraz podnóżka wspomagane są sprężynami gazowymi. Podłokietniki opuszczane mechanicznie. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

Pivot: tak

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

szerokość 70 cm długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) 60-92 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -55° + 50° regulacja kąta nachylenia podnóżka +45 regulacja podłokietników 0-20 cm regulacja wysokości podnośnika lędźwiowego 0-11 cm regulowany kąt części środkowej Pivot: +25° waga 85 kg maksymalne obciążenie 150 kg

### Wyposażenie

#### Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny
- wieszak na papier

## Informacje dodatkowe

### Gwarancja

---

- konstrukcja metalowa - 2 lata
  - tapicerka - 1 rok
  - akcesoria elektryczne - 1 rok
- 
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

### Galeria produktów:

