

PERFECT II

16 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny PERFECT II 2 częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu



Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny PERFECT II 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

- **Stół rehabilitacyjny PERFECT II** - 2 częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.
- **Stół do rehabilitacji** posiada regulację przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty- Trendelenburga na kolumnach za pomocą pilota ręcznego.
- Ustawienie podglówka wspomagane jest sprężyną gazową.
- Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych oraz kółka transportowe.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 64-104 cm szerokość 70 cm pozycja Trendelenburga 0-25° pozycja anty-Trendelenburga 0-25° waga 96 kg Zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -80° + 45° maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na papier

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

