

PERFECT III

18 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Oferta z dnia: 27-05-2022



Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Trzysegmentowe leżysko pozwala na różnorodne ułożenie pacjenta na blacie, w pozycji siedzącej, leżącej i półleżącej. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych oraz kółka transportowe.

Cechy charakterystyczne:

- stabilna konstrukcja
- wysokość regulowana elektrycznie - rama wokół stołu
- regulacja podgłówka i części pod nogami sprężyną gazową
- pozycja TRANDELENBURGA i anty-Trendelenburga
- pozycja PIVOTA
- regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej
- mobilna podstawa posiada system jezdny

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 3

Cechy produktu:

Kolory Tapicerki Kinassis: 01, 20, 33, 05, 06, 54, 30, 34, 36, 02, 15, 21, 53, 28, 31, 55, 32, 24, 04, 16, 23, 52, 12, 22, 18, 08, 17, 27, 07, V01, V03, V02, V04, V05, V23, V07, V22, V17, V10, V16, V19, V20, V09, V21, V18, V15

Galeria produktów:





Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie - 64-104 cm szerokość 70 cm pozycja Trendelenburga 0-25° pozycja anti-Trendelenburga 0-25° waga 125 kg Zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -80° + 45° regulowana część tylna do pozycji fotela +85° regulowany kąt części środkowej (Pivot) 45° maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne:

- wieszak na papier

Informacje dodatkowe

Gwarancja:

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok

Widok 360