

## Saunders Lumbar Traction

3 273,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UY-00008



Urządzenie do trakcji pneumatycznej kręgosłupa lędźwiowego Saunders® Lumbar Traction idealne do zastosowań mobilnych i domowych.

### Opis produktu:

#### Wyciąg lędźwiowy Saunders Lumbar Traction

- **Urządzenie do trakcji pneumatycznej kręgosłupa** lędźwiowego Saunders® Lumbar Traction idealne do zastosowań mobilnych i domowych. Niezwykła prostota obsługi, nie wymagająca osoby trzeciej, pozwala na samodzielne stosowanie wyciągu przez pacjenta w warunkach domowych.
- **Urządzenie do trakcji pneumatycznej** zbudowane jest w oparciu o opatentowany unikalny system trakcji, aplikujący siłę rozciągającą za pomocą pneumatycznie rozsuwanego leżyska. Aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko, wyposażone w mechanizm eliminujący siłę tarcia, umożliwia komfortowe prowadzenie wyciągu w pozycji pronacji i supinacji. Komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy zapewniają doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu.
- Prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany. Saunders® Lumbar Traction pozwala również na wykonanie trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej).
- Gwarancja: 12 miesięcy

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

siła trakcji 1 - 90 kg rodzaj trakcji statyczna i przerywana wymiary (po złożeniu) 60 x 65 x 10 cm waga 11 kg pokrowiec transportowy w zestawie

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

**Widok 360****GPSR**

Producent: DJO, LLC

Adres: 5919 Sea Otter Place, Suite 200, CA 92010 Carlsbad, Stany Zjednoczone

Email: InvestorRelations@enovis.com

---

Importer: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

**Informacje o bezpieczeństwie****Galeria produktów:**