

Saunders Lumbar Traction

3 147,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: -

Urządzenie do trakcji pneumatycznej kręgosłupa lędźwiowego Saunders® Lumbar Traction idealne do zastosowań mobilnych i domowych.

Opis produktu:

Wyciąg lędźwiowy Saunders Lumbar Traction

- **Urządzenie do trakcji pneumatycznej kręgosłupa** lędźwiowego Saunders® Lumbar Traction idealne do zastosowań mobilnych i domowych. Niezwykła prostota obsługi, nie wymagająca osoby trzeciej, pozwala na samodzielne stosowanie wyciągu przez pacjenta w warunkach domowych.
- **Urządzenie do trakcji pneumatycznej** zbudowane jest w oparciu o opatentowany unikalny system trakcji, aplikujący siłę rozciągającą za pomocą pneumatycznie rozsuwanego leżyska. Aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko, wyposażone w mechanizm eliminujący siłę tarcia, umożliwia komfortowe prowadzenie wyciągu w pozycji pronacji i supinacji. Komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy zapewniają doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu.
- Prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany. Saunders® Lumbar Traction pozwala również na wykonanie trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej).
- Gwarancja: 12 miesięcy

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

siła trakcji 1 - 90 kg rodzaj trakcji statyczna i przerywana wymiary (po złożeniu) 60 x 65 x 10 cm waga 11 kg pokrowiec transportowy w zestawie

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

