

## Pręt światłowodowy kątowy 45° zwężony

300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AL-AST-ASK6MML2V2



### Opis produktu:

- Współpracuje z sondami laserowymi firmy Astar
- Sama idea aplikatora światłowodowego polega na zapobiegnięciu rozproszenia się strumienia światła laserowego, by wiązka światła którą chcemy zastosować była jak najbardziej precyzyjna i skuteczna oraz docierała jak najgłębiej.
- Konstrukcja gniazda światłowodu daje możliwość łatwego demontażu pręta światłowodu w celu sterylizacji lub wymiany na pręt innego typu.
- Aplikator światłowodowy dedykowany jest do współpracy z sondami laserowymi produkowanymi przez firmę Astar. Doskonale sprawdzi się przy wykonywaniu zabiegów na partiach ciała trudno dostępnych dla standardowych aplikatorów laserowych. Dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem w laryngologii, stomatologii i kosmetologii.

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

#### Informacje dodatkowe:

---

- Na dodatkowym zdjęciu pręt światłowodowy wraz z gniazdem aplikatora światłowodowego dedykowanego do sond laserowych typu V2 - gniazdo do zakupienia osobno.

### Widok 360

**Galeria produktów:**

