

Elastyczny pas rzepowy (60x9cm)

23,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-AE-AST-PR60X9CA

Pas rzepowy przeznaczony do mocowania elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji

Opis produktu:

Pas rzepowy 60x9

- **Opaski rzepowe** wykorzystywane są do mocowania elektrod do elektroterapii i elektrostymulacji na ciele pacjenta.
- Nierozciągnięty pas ma długość 60 cm i szerokość 9 cm, a jego elastyczny materiał pozwala na rozciągnięcie w zakresie użytecznym w fizykoterapii do około 70 cm. **Opaski rzepowe** do elektrod można ze sobą łączyć. Dzięki temu możemy uzyskiwać dowolną długość pasa.
- Wygoda użycia pasa wynika z zastosowania taśm z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego oraz gęstego materiału tekstylnego z pętelkowatym włosiem.

Zamieszczone zdjęcia ilustrują obydwa te elementy.

- **Opaska do elektrod** posiada stawkę preferencyjną VAT 8% w związku z tym, że wyrób jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.
- Aby zapewnić przydatność do użycia **opaski do elektrod**, należy płukać je w czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu oraz dezynfekować 70% roztworem spirytusu lub stosować gotowe środki do szybkiej dezynfekcji stanowiące mieszaninę alkoholu etylowego i izopropylowego.
- W związku z tym, że **opaską rzepową** mocujemy elektrody umieszczone w zwilżonych podkładach wiskozowych, często zdarza się, że opaska po zabiegu jest wilgotna. Zalecane jest jej wysuszenie przed następnym użyciem. Nie należy stosować akcesoriów w stanie mokrym lub zawilgoconym.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

