

Panda

1 899,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu składany na solidnej konstrukcji z drewna bukowego



Opis produktu:

Stół do masażu Panda

Stół do masażu na solidnej konstrukcji z drewna bukowego. Prostą obsługę zapewnia system linek, dzięki którym nogi otwierają się samoczynnie podczas rozkładania stołu. Panda to wysokiej jakości dwusegmentowy **stół drewniany**, o wszechstronnym zastosowaniu, który zdobył pozycję klasyka branży. Używany przez tysiące zadowolonych użytkowników.

Stół Panda wyróżnia

- Wytrzymała, bukowa sklejka, spójna kolorystycznie z pozostałymi elementami nóg
- Powlekane linki stalowe
- Antypoślizgowe, niebrudzące stopki z wytrzymałej gumy
- Wytrzymały zawias ze stali nierdzewnej, zabezpieczony kołnierzem ochronnym z tapicerki
- Frezowana konstrukcja nogi zwiększająca stabilność i ułatwiająca regulację wysokości
- Pianka Komfort 5 cm

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 60 lub 70 cm długość 180 / 210 cm Wysokość regulowana stołu od 64 cm do 92 cm co 3.2 cm (10 pozycji)
Wymiary po złożeniu 90 x 60 x 19 cm (szer. 60 cm), 90 x 70 x 19 cm (szer. 70 cm) Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 12,9 kg konstrukcja stołu drewno Wytrzymałość dynamiczna* 350 kg Wytrzymałość statyczna** 1400 kg

*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Wyposażenie

Wyposażanie standardowe

- podglówek regulowany 2D ERGO
- półka przednia pod ramiona Standard

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

