

SR-RŁ3

4 410,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UZ-KNB-SR-RŁ3

Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny SR-RŁ3 3-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska

- Stół **rehabilitacyjny SR-RŁ3** 3- częściowy stół z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.
- Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych, łamane leżysko oraz zagłówek regulowany sprężyną gazową.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 203 cm wysokość regulowana ręcznie 60-92 cm szerokość 70 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° +45° Pivot +25° szerokość 70 cm waga 64 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny

- uchwyt na ręczniki jednorazowe

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata,
 - tapicerka - 1 rok.
-
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

