



Fotel ginekologiczny Perfect G

24 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Fotel ginekologiczny z elektryczną zmianą wysokości Perfect G

Opis produktu:

Fotel ginekologiczny z elektryczną zmianą wysokości Perfect G

- **Fotel ginekologiczny** z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.
- Konstrukcja **fotela ginekologicznego** jest bardzo stabilna i wytrzymała zapewniając bezpieczeństwo i komfort zarówno dla lekarza jak i pacjenta.
- Posiada regulowane oparcie z wygodnym podglówkiem, demontowany podnóżek oraz regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki.
- W fotelu istnieje możliwość uzyskania pozycji leżącej, Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
- W standardzie znajduje się pojemnik ze stali nierdzewnej.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

- Długość: 203 cm
- Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół fotela) w zakresie: 64-104 cm
- Szerokość: 70 cm
- Pozycja Trendelenburga: 0-25°
- Pozycja anty-Trendelenburga: 0-25°
- Regulowany kąt oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0° + 75°
- Waga: 125 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360**GPSR**

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**