

## Medmal

2 699,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu Medmal składany na solidnej konstrukcji aluminiowej



## Opis produktu:

### Stół do masażu Medmal

Medmal to najbardziej stabilny aluminiowy z dodatkową nogą stabilizującą. Dedykowany do terapii manualnych, masażu sportowych, rehabilitacyjnych i leczniczych. Bardzo popularny wśród nauczycieli masażu i masażystów sportowych wielu dyscyplin.

Maksymalna stabilność stołu wynika między innymi z zastosowania trzech nóg, wysokich listew poprzecznych wzmacniających ramę blatów i stopek antypoślizgowych. Jednolita, spawana konstrukcja, ustabilizowana przy użyciu powlekanych stalowych linek z wytrzymałymi łącznikami, jest przystosowana do obciążeń dynamicznych aż 450 kg. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

### Co wyróżnia stół Medmal

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości,
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami,
- Pianka Komfort 5 cm
- Wyjątkowa stabilność, dzięki dodatkowej trzeciej nodze stabilizującej

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

Szerokość stołu: 60 cm Długość stołu (bez i z podgłówkiem): 180 cm / 210 cm Wysokość regulowana stołu od 62 cm do 91 cm co 3.2 cm (10 pozycji) Wymiary po złożeniu 90 x 60 x 20 cm Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 14,2 kg konstrukcja stołu aluminium Wytrzymałość dynamiczna\* 350 kg Wytrzymałość statyczna\*\* 1400 kg

\*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

\*\*Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- podgłówek regulowany 2D ERGO
- Półka przednia pod ramiona Standard

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

## Galeria produktów:

