



WKR

22 950,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00015

Wirówka WKR jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa

Opis produktu:

- Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa, jak nazwa wskazuje jest stosowane do zabiegów hydroterapeutycznych na kręgosłup oraz nogi. Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa, w wirówce WKR obejmuje stopy i podudzia. Wybraną partię ciała umieszcza się w urządzeniu do hydroterapii, którym jest **wirówka kończyn dolnych**, w którym jest masowana. Jeśli do dyspozycji jest wanna do masażu wirowego wówczas masaż może obejmować całe kończyny. Taki masaż zmniejsza ból, poprawia ukrwienie, ale przede wszystkim relaksuje.
- Kończyny dolne które są poddawane masażowi, łącznie z kręgosłupem, opierają się wirom wody jednocześnie napinając mięśnie co sprzyja większemu przepływowi krwi i limfy w części ciała poddanej masażowi. Wszystkie te działania korzystnie wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w masowanej części ciała. Cena masażu wirowego gabinetu ustalają indywidualnie.

Jak działa wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa?

- przeciwobrzękowo
- zmniejsza zastój krwi żyłnej
- zwiększa przepływ krwi i chłonki
- rozluźnienia mięśnie
- zwiększa zakresu ruchu
- przeciwbólowo

Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa WKR - charakterystyka:

- niecka wzmocniona matami z włókna szklanego
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu 75 - 210 l
- efektywny hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych
- możliwość pracy na dwóch poziomach (75/165 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref
- elektroniczny panel sterowania
- ustawianie czasu zabiegu (1-599 min.)
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- system odkamieniania sterowany elektronicznie
- czujnik temperatury wody
- czujnik poziomu wody
- system automatycznego napełniania
- szybkie napełnianie i opróżnianie wanny
- półautomatyczny system opróżniania wanny
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny
- prysznic

- stopień ułatwiający wejście do wanny w zestawie

Jakie są wskazania do masażu wirowego?

- Choroby reumatyczne
- Zwrodnienie stawów
- Choroba Reynauda
- Rehabilitacja zwichnięć, skręceń
- Obrzęki limfatyczne
- Niedowłady porażeniowe, wzmożone napięcie mięśniowe
- Rehabilitacja po porażeniu mózgowym dziecięcym
- Po zabiegu chirurgicznym żyłaków

Hydromasaż - przeciwwskazania:

- Zaburzenia rytmu serca
- Niewydolność krążenia
- Nadciśnienie tętnicze
- Stan zapalny i zakrzepowy żył
- Stopa cukrzycowa

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 210

Ilość dysz: 12

Długość (mm): 1165

Szerokość (mm): 680

Wysokość (mm): 944

Specyfikacja techniczna

pojemność zabiegowa 140 l / 210 l pobór mocy 1,5 kW liczba dysz 6 szt.+ 6 szt. zasilanie 230 V/ 50 Hz masa 73 kg
bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B wymiary długość 1165 mm szerokość 680 mm wysokość 944 mm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niecki w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**