

## AQUANEA

68 740,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego



### Opis produktu:

#### Wanna do hydromasażu Aquanea

**Aquanea** jest to **wanna terapeutyczna** do automatycznego hydromasażu strefowego. Stosowana jest z powodzeniem w takich miejscach jak ośrodki SPA&Wellnes, salony odnowy biologicznej, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki agroturystyczne, zakłady przyrodolecznicze, oddziały hydroterapii.

#### Możliwości zabiegowe wanny do hydromasażu:

- hydromasaż wirowy z użyciem 186 dysz
- kąpiel perełkowa przy zastosowaniu 60 dysz
- chromoterapia
- możliwość łączenia ze sobą kilku funkcji
- możliwość kąpieli z użyciem soli mineralnych, olejków i alg
- możliwość kąpieli perełkowej z ozonem

#### Główne cechy:

- 186 dysz do hydromasażu
- 60 dysz powietrznych do masażu perełkowego
- pompa powietrzna z ozonatorem
- nowoczesny, automatyczny system przepłukiwania i przedmuchiwania kanałów
- automatyczne napełnianie z termostatem
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- innowacyjny system dezynfekcji i odkamieniania sterowany elektronicznie
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- wielofunkcyjny, kolorowy, elektroniczny panel sterowania
- 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu)
- oszczędzający energię system odzyskiwania ciepła umożliwiający utrzymanie temperatury podczas zabiegu
- prysznic ciepły i zimny
- zagłówek
- stopnie do wanny
- kolor zagłówek: biały
- armatura GROHE

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 160  
Długość (mm): 2400  
Szerokość (mm): 1100  
Wysokość (mm): 1000

## Specyfikacja techniczna

pojemność zabiegowa 160 l pojemność do przelewu 250 l czas napełniania/spustu

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne:

---

- ZONES 9: 9 niezależnych stref, 5 programów fabrycznych, 3 programy użytkownika
- CHROMO 12: chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- CHROMO 24: chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- CHROMO 36: chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- AUDIO: wysokiej jakości głośniki umiejscowione pod obudową urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany jest dowolny odtwarzacz cd/ mp3/ wma wyposażony w wyjście słuchawkowe MINI JACK. Sterowanie odbywa się z poziomu panela lub pilota wchodzącego w skład odtwarzacza.
- AROMA: zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku
- stopnie owalne do wanny bez poręczy
- stopnie prostokątne do wanny bez poręczy
- stopnie prostokątne do wanny z poręczą
- poduszka pod głowę Junior

## Informacje dodatkowe

Na życzenie klienta możliwość wykonania niecki w innych kolorach (termin oraz koszt do indywidualnego ustalenia).

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

## Informacje o bezpieczeństwie

**Galeria produktów:**

