

Mercury S2 Classic

5 020,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu Mercury S2 Classic - dwuczęściowy, na konstrukcji krzyżakowej



Opis produktu:

Stół do masażu Mercury S2 Classic - dwuczęściowy, na konstrukcji krzyżakowej

- 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota ręcznego (od 50 do 101 cm),
- jako **opcja** - pilot nożny,
- autoryzacja przy pomocy kluczyka w pilocie ręcznego sterowania,
- antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

ilość sekcji 2 wysokość 50-101 cm długość 202 cm szerokość 64 cm waga 76 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 200 kg regulacja zagłówka od - 70 do +40 zasilanie 230 V/ 50 Hz funkcja Pivot nie regulacja wysokości elektryczna za pomocą pilota

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji
- pas stabilizacyjny

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- Stół nie jest wyposażony w: otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



