

TASMAN/N

23 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Tasman N - wanna do kąpieli naprzemiennych posiadająca ergonomiczną konstrukcję oraz nowoczesny wygląd.



Opis produktu:

Wanna czterokomorowa TASMAN N posiada ergonomiczną konstrukcję oraz nowoczesny design. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości termomieszalnik, pozwalający na szybką zmianę temperatury wody. Ponadto w standardowym wyposażeniu wanna wyposażona jest w prysznic ręczny umożliwiający szybkie umycie wanny po zabiegu.

Dla kąpieli naprzemiennych sterownik nadzoruje następujące parametry zabiegu:

- temperaturę wody
- czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda)
- ilość cykli

Ponadto elektroniczny panel sterowania wanny do kąpieli naprzemiennych umożliwia wykonanie zabiegu w dowolnej kombinacji komór np. tylko w jednej wybranej komorze (funkcja 1/4).

Czytelny panel sterowania **wanny do hydroterapii** pozwala na przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem dowolnego z dostępnych prądów: galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego. Ponadto użytkownik ma możliwość ustawić parametry zabiegu:

- czas zabiegu
- natężenie prądu
- kierunek przepływu prądu
- polaryzację na każdej z elektrod.

Atuty wanny do hydroterapii Tasman:

- termomieszalnik pozwalający na szybką zmianę temperatury wody
- ekonomiczne zużycie wody
- czytelny i przejrzysty panel sterowania
- nowoczesny i ergonomiczny kształt formy

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 40
Długość (mm): 1240
Szerokość (mm): 1050
Wysokość (mm): 1000

Specyfikacja techniczna

pojemność użytkowa części dolnej 15 l części górnej 25 l wymiary długość 1240 mm szerokość 1050 mm wysokość 1000 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- krzesło niskie - 1 szt.
- Krystalin - środek do czyszczenia - 1 litr

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne

Wszystkie modele wanny Tasman:

- Wanna Tasman / E - do kąpeli czterokomorowej
- Wanna Tasman / N - wanna do kąpeli naprzemiennych
- Wanna Tasman /EN - do kąpeli czterokomorowej i naprzemiennych

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

