

## TASMAN/EN-TS

36 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Tasman EN - do kąpiei czterokomorowej i kąpiei naprzemiennych posiada ergonomiczną konstrukcję oraz wygląd.



### Opis produktu:

**Tasman EN** - do kąpiei czterokomorowej i kąpiei naprzemiennych posiada ergonomiczną konstrukcję oraz wygląd

**Wanna czterokomorowa TASMAN EN** posiada ergonomiczną konstrukcję oraz nowoczesny design. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości termomieszalnik, pozwalający na szybką zmianę temperatury wody. Ponadto w standardowym wyposażeniu **wanna do hydroterapii** wyposażona jest w prysznic ręczny umożliwiający szybkie umycie wanny po zabiegu.

Czytelny panel sterowania wanny pozwala na przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem dowolnego z dostępnych prądów: galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego.

**Ponadto użytkownik ma możliwość ustawić parametry zabiegu:**

- czas zabiegu
- natężenie prądu
- kierunek przepływu prądu
- polaryzację na każdej z elektrod.

**Dla kąpiei naprzemiennych sterownik nadzoruje następujące parametry zabiegu:**

- temperaturę wody
- czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda)
- ilość cykli

Ponadto elektroniczny panel sterowania umożliwia wykonanie zabiegu w dowolnej kombinacji komór np. tylko w jednej wybranej komorze (funkcja 1/4).

**Atuty wanny Tasman EN:**

- termomieszalnik pozwalający na szybką zmianę temperatury wody
- ekonomiczne zużycie wody
- czytelny i przejrzysty panel sterowania
- nowoczesny i ergonomiczny kształt formy

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 40  
Długość (mm): 1240  
Szerokość (mm): 1050  
Wysokość (mm): 1000

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne:

---

pojemność użytkowa części dolnej 25 l części górnej 15 l wymiary długość 1240 mm szerokość 1050 mm wysokość 1000 mm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe:

---

- Krzesło niskie - 1 szt
- Krystalin - środek do czyszczenia - 1 litr

## Informacje dodatkowe

### Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

---

- Hydroterapia - informacje ogólne

Wszystkie modele wanny Tasman:

- Wanna Tasman / E - do kąpeli czterokomorowej
- Wanna Tasman / N - wanna do kąpeli naprzemiennych
- Wanna Tasman /EN - do kąpeli czterokomorowej i naprzemiennych

## Widok 360

## Galeria produktów:

