

TASMAN/EN-TS

36 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Tasman EN - do kąpeli czterokomorowej i kąpeli naprzemiennych posiada ergonomiczną konstrukcję oraz wygląd.

Opis produktu:

Tasman EN - do kąpeli czterokomorowej i kąpeli naprzemiennych posiada ergonomiczną konstrukcję oraz wygląd

Wanna czterokomorowa TASMAN EN posiada ergonomiczną konstrukcję oraz nowoczesny design. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości termomieszalnik, pozwalający na szybką zmianę temperatury wody. Ponadto w standardowym wyposażeniu **wanna do hydroterapii** wyposażona jest w prysznic ręczny umożliwiający szybkie umycie wanny po zabiegu.

Czytelny panel sterowania wanny pozwala na przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem dowolnego z dostępnych prądów: galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego.

Ponadto użytkownik ma możliwość ustawić parametry zabiegu:

- czas zabiegu
- natężenie prądu
- kierunek przepływu prądu
- polaryzację na każdej z elektrod.

Dla kąpeli naprzemiennych sterownik nadzoruje następujące parametry zabiegu:

- temperaturę wody
- czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda)
- ilość cykli

Ponadto elektroniczny panel sterowania umożliwia wykonanie zabiegu w dowolnej kombinacji komór np. tylko w jednej wybranej komorze (funkcja 1/4).

Atuty wanny Tasman EN:

- termomieszalnik pozwalający na szybką zmianę temperatury wody
- ekonomiczne zużycie wody
- czytelny i przejrzysty panel sterowania
- nowoczesny i ergonomiczny kształt formy

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 40
Długość (mm): 1240
Szerokość (mm): 1050
Wysokość (mm): 1000

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

pojemność użytkowa części dolnej 25 l części górnej 15 l wymiary długość 1240 mm szerokość 1050 mm wysokość 1000 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

-
- Krzesło niskie - 1 szt
 - Krystalin - środek do czyszczenia - 1 litr

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

-
- Hydroterapia - informacje ogólne

Wszystkie modele wanny Tasman:

- Wanna Tasman / E - do kąpeli czterokomorowej
- Wanna Tasman / N - wanna do kąpeli naprzemiennych
- Wanna Tasman /EN - do kąpeli czterokomorowej i naprzemiennych

Widok 360

Galeria produktów:

