



T-MOT

40 750,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

T-MOT - wanna motylkowa z systemem napełniania, do ćwiczeń w odciążeniu jak i masażu podwodnego.

Opis produktu:

Wanna motylkowa T-MOT z systemem napełniania

- **T-MOT - wanna motylkowa** z systemem napełniania, do ćwiczeń w odciążeniu jak i masażu podwodnego.
- **Wanna Hubbarda** od wielu lat znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba przeprowadzenia ćwiczeń terapeutycznych z indywidualnym pacjentem w środowisku wodnym, w odciążeniu, pod ścisłym nadzorem terapeuty.
- W standardowym wyposażeniu **wanna motylkowa** zawiera system napełniania. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonywania masażu podwodnego za pomocą węża z wymiennymi końcówkami - TMOT/ UWM.

Właściwości wanny T-MOT

- 8 uchwytów wewnątrz wanny dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta,
- podpórka na głowę,
- prysznic ręczny,
- wąż do masażu podwodnego (z 3 wymiennymi końcówkami),
- bogate możliwości doposażenia.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

pojemność całkowita/użytkowa 1100 l wymiary długość 2450 mm szerokość 2000 mm wysokość 900 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- System napełniania wanny
- Prysznic ręczny
- System zabezpieczający pompę przed pracą „na sucho”
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami
- System dezynfekcji chemicznej
- System ozonoterapii
- Przelew (skimmer) do recyklingu wody
- System kąpieli perełkowej
- System podtrzymania temperatury wody

Informacje dodatkowe

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

