

Elektroda Bergoniego - półmaska

55,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-ELBERG

Elektroda Bergoniego - półmaska. Aluminiowa elektroda stosowana w zabiegach stymulacji nerwu trójdzielnego. Elektroda przeznaczona jest do zabiegów elektroterapii.



Opis produktu:

Elektroda Bergoniego - półmaska

- **Elektroda Bergoniego** to specjalna elektroda aluminiowa stosowana w zabiegach stymulacji nerwu trójdzielnego (neuralgia lub porażenie nerwu). Posiada gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm).
- **Maska Bergoniego** (J. A. Bergonie) - elektroda w formie litery e, służy do galwanizacji, elektroforezy leczniczej i diatermii w okolicy przedniej lub nerwu trójdzielnego.
- Do zabiegu **maska Bergoniego** jest umieszczana na odpowiedniej części twarzy, a obojętna elektroda na ramieniu z przeciwnej strony.
- Elektroda jest przeznaczona do stosowania wraz z **podkładem wiskozowym**.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

