



Fotel do ćwiczeń oporowych PROFi

6 720,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UZ-KNB-F-PROFI

Fotel PROFi do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych wyposażony w dwie głowice i pasy do stabilizacji.

Opis produktu:

Fotel PROFi do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych

- **Fotel do rehabilitacji** używany jest w rehabilitacji leczniczej, do ćwiczeń czynnych, wolnych, oraz z oporem dla kończyn górnych i dolnych.
- Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180°.
- Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej.
- **Fotel do ćwiczeń oporowych** wyposażony jest w 2 głowice oporowe oraz pasy stabilizacyjne.
- Zastosowanie uchwytów na pasy stabilizacyjne, umożliwia skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, pozwalając na bezpieczne prowadzenie ćwiczeń izolowanych.
- Dodatkowo posiada zaczepy w podstawie, które umożliwiają zaczepienie taśm i rzemieni gumowych.
- **Fotel do ćwiczeń oporowych** wykorzystywany jest w gabinetach rehabilitacji na oddziałach rehabilitacji, neurologii, ortopedii i reumatologii.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 165 cm szerokość 100 cm wysokość 157 cm wysokość oparcia 89 cm zakres regulacji oparcia 0°- 85° zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° waga 50 kg maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- pas stabilizacyjny,
- ciężarki (2 x 2,5 kg i 4 x 1,25 kg)

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

