



## Pręt światłowodowy kątowy 45°

250,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AL-AST-ASK6MMV2

Pręt światłowodowy kątowy 45°, średnica 6 mm, długość 8 cm

### Opis produktu:

#### Pręt światłowodowy kątowy 45°, średnica 6 mm, długość 8 cm

- Współpracuje z sondami laserowymi typu V2 - firmy Astar  
**Aplikator światłowodowy** dedykowany jest do współpracy z sondami laserowymi produkowanymi przez firmę Astar. Doskonale sprawdzi się przy wykonywaniu zabiegów na partiach ciała trudno dostępnych dla standardowych aplikatorów laserowych. Dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem w laryngologii, stomatologii i kosmetologii.
- Sama idea **aplikatora światłowodowego** polega na zapobiegnięciu rozproszenia się strumienia światła laserowego, by wiązka światła którą chcemy zastosować była jak najbardziej precyzyjna i skuteczna oraz docierała jak najgłębiej.
- Konstrukcja gniazda światłowodu daje możliwość łatwego demontażu pręta światłowodu w celu sterylizacji lub wymiany na pręt innego typu.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

##### Informacje dodatkowe:

---

- Na dodatkowym zdjęciu pręt światłowodowy wraz z gniazdem aplikatora światłowodowego dedykowanego do sond laserowych typu V2 - gniazdo do zakupienia osobno.

#### Widok 360

**Galeria produktów:**

