

SR-3

2 948,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Lekka, choć stosunkowo stabilna i bezpieczna konstrukcja, leżysko dwusegmentowe.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3 z ręczną zmianą wysokości

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3 z ręczną zmianą wysokości jest idealny do ćwiczeń, rehabilitacji, fizjoterapii. Stół ten ma szerokie zastosowanie w szpitalach, centrach medycznych i rehabilitacyjnych jak i w sanatoriach, gabinetach masażu (przy masażu z użyciem kształtek) oraz w salonach odnowy biologicznej.

- Unoszony jest korbą na wybraną wysokość od 45 do 95 cm co umożliwi terapeucie swobodną pracę z pacjentem.
- Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała.
- Kąt pochylenia zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej od -80° do $+45^{\circ}$ to dodatkowy atut.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach). Istnieje możliwość wyboru koloru i dodatkowych akcesoriów.
- Pozycja Trendelenburga: możliwość ustawienia blatu stołu pod kątem $+30$ stopni.
- Wąski zagłówek z podłokietnikami - hybryda: zwężony zagłówek doposażony w wygodne podłokietniki.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna

Ilość sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówka
- zatyczka leżyska
- komplet kształtek

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją wykonać - bez żadnych dopłat.

Widok 360

Galeria produktów:

