

SR-3H

5 694,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Stół posiada 2-częściowe leżysko z regulowanym zagłówkiem na stabilnej stalowej konstrukcji o regulowanej hydraulicznie wysokości (550-950 mm).

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3H z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska

- Pozycja Trendelenburga - możliwość ustawienia blatu stołu pod kątem +30 stopni.
- Wąski zagłówek z podłokietnikami - hybryda - zwężony zagłówek doposażony w wygodne podłokietniki.
- Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3H jest idealny do rehabilitacji, fizjoterapii, czy masażu z użyciem kształtek. Unoszony siłownikiem hydraulicznym sterowany dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu na wysokość od 45 do 95 cm umożliwi terapeucie swobodną pracę z pacjentem.
- Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).
- Istnieje możliwość wyboru koloru i dodatkowych akcesoriów. Wyprodukowano w Polsce.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: hydrauliczna
Ilość sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana hydraulicznie 45-95 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie - 80° + 45° waga 55 kg maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówek
- zatyczka leżyska
- komplet kształtek

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją wykonać - bez żadnych dopłat.

Widok 360

Galeria produktów:



