

SR-3-B

4 333,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny posiada obszerne leżysko na stabilnej stalowej konstrukcji o regulowanej ręcznie wysokości.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny SR-3-B z ręczną zmianą wysokości leżyska do ćwiczeń z dziećmi metodą Bobath i Vojt'y

- **Stół rehabilitacyjny SE-3-B** z ręczną zmianą wysokości leżyska przeznaczony jest do ćwiczeń z dziećmi metodami neurorozwojowymi NDT (Voyt'a, Bobath) oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzonym centralnym układem nerwowym i ograniczonymi możliwościami ruchowymi.
- Lekka i stabilna konstrukcja z regulacją wysokości leża przy pomocy ręcznego podnośnika śrubowego zapewnia wygodę pracy terapeutce. **Stół do rehabilitacji** wyposażony jest w stałe stopki antypoślizgowe dające gwarancję stabilności przy pracy z ruchliwymi dziećmi. Tapicerka wykonana jest z materiału skóropodobnego bardzo wytrzymałego a jednocześnie niezwykle miękkiego odpowiedniego dla delikatnej skóry nawet najmniejszych dzieci, dostępna w szerokiej gamie kolorów.
- Dodatkowe atuty to niskie koszty eksploatacji, łatwa obsługa, udźwig do 200 kg. W opcji dodatkowej może być dostarczony z regulowanym sprężyną gazową zagłówkiem (0 - 45 stopni) oraz opcją doposażenia o system jezdny z kółkami.
- Lekka choć stosunkowo stabilna konstrukcja, leżysko jednosegmentowe. Regulacja wysokości przy pomocy ręcznego podnośnika śrubowego. Istnieje możliwość wykonania stołu z leżyskiem dwusegmentowym - wtedy kąt pochylecia mniejszego elementu leżyska regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych - OPCJA - na zamówienie. Opcjonalnie stół może być wyposażony w kółka.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna

Ilość sekcji: 1

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 100-120 cm długość 200 cm wysokość regulowana ręcznie 45-95 cm waga 60-65 kg maksymalne obciążenie 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny
- komplet kształtek

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:



