

**SR-1H**

7 302,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny posiada 2-częściowe leżysko z regulowanym zagłówkiem na ciężkiej stalowej konstrukcji z kółkami (opcjonalnie) o regulowanej hydraulicznie wysokości (550-1000 mm).

**Opis produktu:****Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-1H z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska**

- Pozycja Trendelenburga - możliwość ustawienia blatu stołu pod kątem +30 stopni
- Wąski zagłówek z podłokietnikami - hybryda - zwężony zagłówek doposażony w wygodne podłokietniki
- **Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-1H** jest idealny do rehabilitacji czy fizjoterapii. Unoszone leżysko przy pomocy siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu na wysokość od 53 do 95 cm umożliwi terapeutę swobodną pracę z pacjentem, oszczędność czasu i energii.
- Stabilna konstrukcja pozwala na pracę z pacjentem o większej masie ciała. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).
- Dodatkowe atuty to niskie koszty eksploatacji, udźwig do 250 kg. Wyprodukowano w Polsce.
- Stabilna konstrukcja, leżysko dwusegmentowe.
- Regulacja wysokości przy pomocy siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu.
- Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - OPCJA - na zamówienie).
- Istnieje możliwość montażu podpór stabilizujących (bananów) w okolicy barku i krocza (OPCJA - na zamówienie).
- **Stół do rehabilitacji** może być także wyposażony w wąski zagłówek z podłokietnikami (hybryda SR-1H h).
- Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i kółka.
- Ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga - OPCJA - na zamówienie. Tapicerka może być wykonana bez otworów na twarz i pasy stabilizacyjne - bez dodatkowych opłat, lub za dopłatą dołączone zostaną zatyczki do tych otworów.

**Cechy produktu:**

Regulacja wysokości: hydrauliczna  
Ilość sekcji: 2

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

szerokość 68 cm długość 195 cm wysokość regulowana hydrauliczna 53-95 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -80° +45° regulowany kąt części środkowej Pivot: 0/-18° waga 75 kg maksymalne obciążenie 250 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówka
- zatyczka leżyska
- komplet kształtek

## Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- UWAGA !!!!! Tapicerka w standardzie nie posiada otworu w leżysku! Na życzenie klienta możemy ją wykonać - bez żadnych dopłat.

## Widok 360

## Galeria produktów:



