

Elektroda jednorazowa (32x40mm) - samoprzylepna

2,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-AE-ELE-EL32x40

Elektroda jednorazowa (samoprzylepna) - 1 sztuka. Przeznaczona jest do zabiegów z wykorzystaniem prądów bipolarnych, do jej podłączenia niezbędne jest złącze uniwersalne typu "krokodylek". Oferta z dnia: 19-04-2024

Opis produktu:

Elektroda jednorazowa 32 x 40 mm samoprzylepna

- Elektroda jednorazowa jest przystosowana do zabiegów z wykorzystaniem prądów bipolarnych (TENS, Kotz'a, interferencyjne)
- **Elektroda jednorazowa** nie posiada gniazda wejściowego, więc żeby było możliwe przeprowadzenie zabiegów elektroterapii z jej wykorzystaniem konieczny będzie "krokodylek" mały lub duży
- Krokodylek jest złączem uniwersalnym, używany w fizykoterapii najczęściej do podłączania do aparatu elektrod, takich jak **elektrody jednorazowe**, które nie posiadają gniazda wejściowego.

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360