

Elektrody punktowe - zestaw podstawowy (6mm + 15mm)

140,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Elektrody punktowe - zestaw podstawowy

- Zestaw elektrod punktowych wyposażony jest w adapter (do kabla pacjenta zakończonego wtykiem 4 mm) elektrody punktowe o średnicy 6 mm i 15 mm oraz estetyczny i trwały kuferek transportowy.
- **Elektrody punktowe** są stosowane przy okazji zabiegów elektroterapii.
- Tego typu elektrody są stosowane wszędzie tam gdzie następuje konieczność ograniczenia powierzchni działania prądu.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

