

Adapter do elektrod punktowych

60,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AE-SEM-ADAEP

Adapter do elektrod punktowych o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm do kabla pacjenta 4 mm Oferta z dnia: 07-08-2022



Opis produktu:

Adapter do elektrod punktowych

- Adapter do elektrod punktowych, służy jako uchwyt do wymiennych elektrod, o wymiarach: 6 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm.
- Posiada gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm).
- Elektroda punktowa wykorzystywana jest w metodach elektroterapii mobilnej, elektropunktury oraz w elektrodiagnostyce.
- Na dodatkowych zdjęciach przedstawiony jest adapter wraz z elektrodami punktowymi, elektrody można zakupić osobno, lub w zestawach (podstawowy, rozszerzony)

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360