

Elektroda jednorazowa (56x126mm) - samoprzylepna

5,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-AE-ELE-EL56X126

Elektroda jednorazowa (samoprzylepna) - 1 sztuka.
Przeznaczona jest do zabiegów z wykorzystaniem prądów bipolarnych, do jej podłączenia niezbędne jest złącze uniwersalne typu "krokodylek". Oferta z dnia: 28-04-2024

Opis produktu:

Elektroda jednorazowa 56 x 126 mm samoprzylepna

- Elektroda jednorazowa jest przystosowana do zabiegów z wykorzystaniem prądów bipolarnych (TENS, Kotz'a, interferencyjne)
- Elektroda jednorazowa nie posiada gniazda wejściowego, więc żeby było możliwe przeprowadzenie zabiegów elektroterapii z jej wykorzystaniem konieczny będzie "krokodylek" mały lub duży
- Krokodylek jest złączem uniwersalnym, używany w fizykoterapii najczęściej do podłączania do aparatu elektrod, takich jak elektrody jednorazowe, które nie posiadają gniazda wejściowego.

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360