

Aplikator płaski pola magnetycznego CPE1

1 820,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-AG-AST-CPE1WH

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE1 do aparatów PhysioGo 500I i PhysioGo 701I oraz Etius ULM i Etius LM

Opis produktu:

Aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE1

Aplikator **płaski pola magnetycznego CPE1** jest dedykowany do współpracy z aparatami:

- PhysioGo 500I
- PhysioGo 701I
- Etius ULM
- Etius LM,
- współpracuje z aplikatorem płaskim CPE2

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Parametry magnetoterapii maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT **Parametry ogólne** wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm masa 1,2 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

- Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
- Pole magnetyczne ujęcie fizyczne

- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania
- Leczenie polem magnetycznym ZZSK

- Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą pola magnetycznego
- Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na syntezę kolagenu
- Magnetoterapia w profilaktyce migren
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
- Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroście kostnym

Widok 360

Galeria produktów:

