



## Cryo Air Mini

39 520,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CRYO Air Mini - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -32°C)

### Opis produktu:

#### **CRYO Air Mini - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -32°C)**

**Aparat do krioterapii** niezwykle wydajny (praca bez dodatkowych kosztów wymiany butli (azot, CO<sub>2</sub>), swoje zastosowania znajdują w gabinetach fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, klinikach, sanatoriach, szpitalach.

Aparaty z wykorzystaniem zimnego powietrza do stosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. CRIO Medizintechnik rozwinęła wraz z **CRIOjet Air** nowoczesny system wytwarzający zimne powietrze z regulowanym strumieniem powietrza, a tym samym celowo pozbawiającym ciało jego ciepła.

Seria **CRIOjet** wykorzystuje bezpłatny nośnik energii - powietrze i dlatego zawsze jest sprawna i nie ma problemów z pozyskiwaniem surowca.

### Działanie terapeutyczne zimnego powietrza

- redukuje dolegliwości bólowe,
- opóźnia zapalenia,
- przyśpiesza przepływ krwi,
- poprawia sprawność ruchową.

### Wskazania

- Choroby reumatyczne,
- Chirurgia urazowa, ortopedia
- Neurologia
- Medycyna sportowa

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### **Parametry techniczne**

temperatura do -32 stopni przepływ powietrza 350-1500 l/ min. podłączenie do sieci 110/ 230 V 50/ 60 Hz

zabezpieczenie sieci 2 x 16 A klasa zabezpieczenia według IEC601-1 1, Typ B MDD/MPG grupa II a długość przewodu do terapii 170 cm wysokość 93 cm szerokość 30 cm głębokość 40 cm ciężar 53 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## Galeria produktów:

