



Cryo Air Mini

39 520,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CRYO Air Mini - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -32°C)

Opis produktu:

CRYO Air Mini - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -32°C)

Aparat do krioterapii niezwykle wydajny (praca bez dodatkowych kosztów wymiany butli (azot, CO₂), swoje zastosowania znajdują w gabinetach fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, klinikach, sanatoriach, szpitalach.

Aparaty z wykorzystaniem zimnego powietrza do stosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. CRIO Medizintechnik rozwinęła wraz z **CRIOjet Air** nowoczesny system wytwarzający zimne powietrze z regulowanym strumieniem powietrza, a tym samym celowo pozbawiającym ciało jego ciepła.

Seria **CRIOjet** wykorzystuje bezpłatny nośnik energii - powietrze i dlatego zawsze jest sprawna i nie ma problemów z pozyskiwaniem surowca.

Działanie terapeutyczne zimnego powietrza

- redukuje dolegliwości bólowe,
- opóźnia zapalenie,
- przyspiesza przepływ krwi,
- poprawia sprawność ruchową.

Wskazania

- Choroby reumatyczne,
- Chirurgia urazowa, ortopedia
- Neurologia
- Medycyna sportowa

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

temperatura do -32 stopni przepływ powietrza 350-1500 l/ min. podłączenie do sieci 110/ 230 V 50/ 60 Hz

zabezpieczenie sieci 2 x 16 A klasa zabezpieczenia według IEC601-1 1, Typ B MDD/MPG grupa II a długość przewodu do terapii 170 cm wysokość 93 cm szerokość 30 cm głębokość 40 cm ciężar 53 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

