



## Cryo Air Turbo

51 364,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-UK-00010

Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO Air Turbo (do -40°C )

### Opis produktu:

#### Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO Air Turbo (do - 40°C)

**CRIOjet** - aparat do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza!!! **Aparat do krioterapii na zimne powietrze** jest niezwykle wydajny ( praca bez dodatkowych kosztów wymiany butli (azot, CO2) , swoje zastosowania znajduje w gabinetach fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, klinikach, sanatoriach, szpitalach.

**Aparat do krioterapii** na zimne powietrze **Cryo Air Turbo** do zastosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. CRIO Medizintechnik rozwinęła wraz z **CRIOjet Air** nowoczesny system wytwarzający zimne powietrze z regulowanym strumieniem powietrza, a tym samym celowo pozbawiającym ciało jego ciepła. **Aparat do krioterapii Cryo Air Turbo** wykorzystuje bezpłatny nośnik energii - powietrze i dlatego zawsze jest sprawny i nie ma problemów z pozyskiwaniem surowca.

#### Działanie terapeutyczne zimnego powietrza

- redukuje dolegliwości bólowe,
- opóźnia zapalenia,
- przyśpiesza przepływ krwi,
- poprawia sprawność ruchową.

#### Wskazania

- Choroby reumatyczne,
- Chirurgia urazowa, ortopedia
- Neurologia
- Medycyna sportowa

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

temperatura do -40 stopni przepływ powietrza 350 - 1500 l/ min. podłączenie do sieci 110/ 230 V 50/ 60 Hz

zabezpieczenie sieci 2 x 16 A klasa zabezpieczenia według IEC601-1 1, Typ B MDD/ MPG grupa II a długość przewodu do terapii 170 cm wysokość 93 cm szerokość 30 cm głębokość 40 cm ciężar 53 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: MECOTEC GmbH

Adres: Sonnenallee 14-30, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Niemcy

Email: office@mecotec.net

---

Importer: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

