



## Cryo Air Turbo

51 364,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO Air Turbo (do -40°C )

### Opis produktu:

**Aparat do krioterapii na zimne powietrze CRYO Air Turbo (do - 40°C) CRIOjet - aparat do krioterapii z wykorzystaniem zimnego powietrza!!! Aparat do krioterapii na zimne powietrze** jest niezwykle wydajny ( praca bez dodatkowych kosztów wymiany butli (azot, CO2) , swoje zastosowania znajduje w gabinetach fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, klinikach, sanatoriach, szpitalach.

**Aparat do krioterapii** na zimne powietrze **Cryo Air Turbo** do zastosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. CRIO Medizintechnik rozwinęła wraz z **CRIOjet Air** nowoczesny system wytwarzający zimne powietrze z regulowanym strumieniem powietrza, a tym samym celowo pozbawiającym ciało jego ciepła. **Aparat do krioterapii Cryo Air Turbo** wykorzystuje bezpłatny nośnik energii - powietrze i dlatego zawsze jest sprawny i nie ma problemów z pozyskiwaniem surowca.

### Działanie terapeutyczne zimnego powietrza

- redukuje dolegliwości bólowe,
- opóźnia zapalenia,
- przyśpiesza przepływ krwi,
- poprawia sprawność ruchową.

### Wskazania

- Choroby reumatyczne,
- Chirurgia urazowa, ortopedia
- Neurologia
- Medycyna sportowa

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

temperatura do -40 stopni przepływ powietrza 350 - 1500 l/ min. podłączenie do sieci 110/ 230 V 50/ 60 Hz zabezpieczenie sieci 2 x 16 A klasa zabezpieczenia według IEC601-1 1, Typ B MDD/ MPG grupa II a długość przewodu do terapii 170 cm wysokość 93 cm szerokość 30 cm głębokość 40 cm ciężar 53 kg

**Wyposażenie**

**Informacje dodatkowe**

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

