



## Cryo Air C200

58 655,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CRYO Air C200 - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -40 °C)

### Opis produktu:

**CRYO Air C200 - aparat do krioterapii na zimne powietrze (do -40 °C)**

**CRIOjet - aparat do krioterapii** z wykorzystaniem zimnego powietrza!!! **Aparat do krio** jest niezwykle wydajny (praca bez dodatkowych kosztów wymiany butli ( azot, CO2), swoje zastosowania znajdują w gabinetach fizykoterapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, klinikach, sanatoriach, szpitalach.

**Aparata do terapii zimnym powietrzem** do stosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach. CRIO Medizintechnik rozwinęła wraz z **CRIOjet Air** nowoczesny system wytwarzający zimne powietrze z regulowanym strumieniem powietrza, a tym samym celowo pozbawiającym ciało jego ciepła. Seria **CRIOjet** wykorzystuje bezpłatny nośnik energii - powietrze i dlatego zawsze jest sprawna i nie ma problemów z pozyskiwaniem surowca.

### Działanie terapeutyczne zimnego powietrza

- Redukuje dolegliwości bólowe,
- Opóźnia zapalenia,
- Przyśpiesza przepływ krwi,
- Poprawia sprawność ruchową.

### Wskazania

- Choroby reumatyczne,
- Chirurgia urazowa, ortopedia
- Neurologia
- Medycyna sportowa

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

temperatura do -40 stopni przepływ powietrza 350 - 1500 l/ min. podłączenie do sieci 110/ 230 V 50/ 60 Hz  
zabezpieczenie sieci 2 x 16 A klasa zabezpieczenia według IEC601-1 1, Typ B MDD/ MPG grupa II a długość przewodu do  
terapii 170 cm wysokość 101 cm szerokość 38 cm głębokość 54 cm ciężar 65 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## Galeria produktów:

