

Schody do nauki chodzenia SCHR

4 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-SCHR

Schody do nauki chodzenia SCHR



Opis produktu:

Schody do nauki chodzenia SCHR

- **Schody do nauki chodzenia** przeznaczone są do rehabilitacji osób które utraciły zdolność chodzenia.
- Zestaw posiada regulowane poręcza umożliwiające ćwiczenia zarówno dorosłym pacjentom jak i dzieciom.
- Szkielet schodów oraz poręcze wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary, stopnie wykonane ze sklejki.
- **Schody do ćwiczeń** to dobra opcja do stosowania w rehabilitacji dolnej części ciała oraz do ćwiczeń równowagi oraz koordynacji.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Długość 3007 mm Szerokość 730 mm Regulacja wysokości poręczy 620 - 1000 mm

Stopnie I ciąg Wysokość 150 mm Głębokość 300 mm Szerokość 600 mm Ilość stopni 5

Stopnie II ciąg Wysokość 150 mm Głębokość 300 mm Szerokość 600 mm Ilość stopni 3

Podest Długość 660 mm Szerokość 660 mm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

