

KLD2

1 275,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem KLD 2 wykonana jest z drewna bukowego.

**Opis produktu:****Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem KLD 2**

Leżanka KLD2 są produktem idealnym dla gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych. W wyposażeniu standardowym leżanka posiada otwór na twarz wraz z zaślepką.

Dostępne kolory drewna:

- buk naturalny
- orzech

Cechy produktu:**Specyfikacja techniczna****Parametry techniczne**

DANE	KLD 1	KLD2	KLD 3	długość	180 cm	195 cm	195 cm	wysokość	65 cm	67 cm	67 cm	szerokość	61 cm	66 cm	66 cm
wysokość tapicerki	5 cm	7 cm	7 cm	ręcznie regulowany zagłówek w zakresie	0° lub 35°	0° lub 40°	0° lub 35°	(skokowo)							
maksymalne obciążenie	200 kg	200 kg	200 kg	waga	30 kg	32 kg	32 kg								

Wyposażenie**Wyposażenie opcjonalne**

- uchwyt na papier

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

