

KLD3

1 440,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Leżanka drewniana z regulowanym skokowo podgłówkiem KLD3



Opis produktu:

Leżanka drewniana z regulowanym skokowo podgłówkiem KLD3

Leżanka KLD32 są produktem idealnym dla gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych. W wyposażeniu standardowym leżanka posiada otwór na twarz wraz z zaślepką.

Dostępne kolory drewna:

- buk naturalny
- orzech

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

DANE	KLD 1	KLD2	KLD 3	długość	180 cm	195 cm	195 cm	wysokość	65 cm	67 cm	67 cm	szerokość	61 cm	66 cm	66 cm
				wysokość tapicerki	5 cm	7 cm	7 cm	ręcznie regulowany zagłówek w zakresie	0° lub 35°	0° lub 40°	0° lub 35°	(skokowo)			
				maksymalne obciążenie	200 kg	200 kg	200 kg	waga	30 kg	32 kg	32 kg				

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- uchwyt na papier

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

