

Viofor JPS System Classic + mata + poduszka

15 770,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Viofor JPS Classic Simple jest przeznaczony do profilaktyki i leczenia głównie chorób przewlekłych. Terapia ogólnoustrojowa oraz miejscowa.

Opis produktu:

Viofor JPS System Classic

Aparat do zabiegów impulsowych polem magnetycznym Viofor JPS System Classic jest przeznaczony do profilaktyki i leczenia głównie chorób przewlekłych.

Urządzenie **Viofor JPS System Classic** dedykowane jest zarówno do stosowania w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych. Sprawdź właściwości aparatu!

Cechy:

- Magnetostymulacja w Systemie JPS
- Czas zabiegu ustawiony fabrycznie: 8 min/ 10 min/ 12 min
- Możliwość manualnej zmiany poziomu indukcji magnetycznej (intensywności) - poziomy od 0,5 do 12
- Wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji
- Współpracuje ze wszystkimi aplikatorami do magnetostymulacji
- Automatyczna zmiana kierunku pola magnetycznego (polaryzacji)

VIOFOR - proste w obsłudze i funkcjonalne urządzenie:

- intuicyjny interfejs,
- obudowa z specjalnym uchwytem ułatwiającym przenoszenie,
- tryb „stand-by” oszczędzający energię,
- zdalne sterowanie za pomocą pilota,
- automatyczna diagnostyką podłączonych aplikatorów,
- przystosowane do pracy w trybie ciągłym.

Zalety Systemu Viofor JPS:

- możliwość zabiegów na całe ciało- szeroki asortyment współpracujących aplikatorów
- aplikacja jest automatyczna - nie ma konieczności aktywnego udziału personelu przy zabiegu,
- szerokie możliwości zastosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych (również dla dzieci i osób starszych)
- korzystne warunki BHP dla personelu - brak strefy niebezpiecznej i strefy zagrożenia

- zestawy przenośne do rehabilitacji środowiskowej (w torbach transportowych)

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1
Tryb manualny: tak
Tryb STAND BY: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

typ sterownika mikroprocesorowy wymiary 32 cm x 27 cm x 17,5 cm waga sterownika 2,50 kg zasilanie 230/ 115 V \pm 10 %; 50 Hz/60 Hz pobór mocy w trybie „stand-by” < 8 VA maksymalny pobór mocy < 15 VA napięcie wyjściowe na gnieździe sterownika napięcie stałe max. 25 V ("duży jack") tryb pracy praca ciągła dopuszczalna temperatura/ wilgotność pracy od +10 do +40°C/ max 80% klasa ochronności II rodzaj ochrony IP40 (nie zabezpieczony przed wodą) gniazda trzy gniazda "duży jack"

Pole magnetyczne - częstotliwość: 0,08 - 195 Hz, indukcja zależna od wybranego aplikatora - magnetostymulacja

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- Viofor JPS System Classic
- Mata 3S
- Poduszka 2S
- Adapter (rozdzielacz)
- Pokrowiec transportowy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

Przeczytaj więcej o magnetostymulacji : Czym jest magnetostymulacja?

Widok 360

Galeria produktów:

