

Folia aluminiowa (1mb)

100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: H-AE-ROE-FOLAL

Elastyczna, miękka do formowania folia aluminiowa. Przeznaczona do wycinania elektrod do elektroterapii o żądanym rozmiarze i kształcie. Do jej podłączenia niezbędne jest np. złącze uniwersalne typu "krokodylek".

Opis produktu:

Folia aluminiowa (1 mb) - elektroda do jonoforezy

- **Folia aluminiowa** idealnie sprawdzi się do wycięcia elektrod do elektroterapii o preferowanym przez nas rozmiarze i kształcie.
- Folia będąc metalem jest przewodnikiem, dzięki czemu możemy przeprowadzić zabieg jonoforezy. Jednak należy pamiętać, że czynnikiem leczniczym w jonoforezie nie jest prąd, ale jony dostarczone do organizmu. Zastosowanie prądu powodują, że w tkankach podwyższa się temperatura. Wpływa to na poprawę krążenia i odżywienie komórek, co wspomaga np. działanie przeciwzapalnie czy przeciwbólowe.
- Z uwagi na to że elektrody z foli aluminiowej nie będą mieć możliwości przyłączenia ich do aparatu, ze względu na brak gniazda wejściowego, bardzo polecamy Państwu nasze złącza uniwersalne, służące właśnie do takich celów.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wymiary

długość 1 mb szerokość 14 cm grubość 0,6 mm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

